

PRIMEROS AUXILIOS



COLLARIN CERVICAL

REGULABLE



CARACTERÍSTICAS

Color: Azul

Material: Plástico + espuma

Tamaño del producto: Adulto / niño

Peso neto: 5 kgs

ACUATRO INDUSTRIAL SECURITY E.I.R.L.
RUC: 20588072678

Alberto Javier Puente Cegarra
CE: 004564147
Gerente Comercial

CONTÁCTANOS:

953 053 635 / 954 789 655

www.acuatro.com.pe

ACUATRO
INDUSTRIAL SECURITY



COLLARIN CERVICAL REGULABLE

DESCRIPCIÓN

Collar cervical fácil y rápido de usar. Material interior es suave y hace que el paciente se sienta cómodo, evitando lesiones secundarias. Este producto se utiliza preventivamente en todos los pacientes que presentan una lesión (ya sea contusa o penetrante).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Presenta sistema de seguros para los distintos tamaños de cuello.
- Fabricado sin látex.
- 4 posiciones de regulación (Tall, Regular, Short y No-neck).
- Área frontal de libre acceso diseñada para mejor visualización, control del pulso y procedimientos de vías respiratorias avanzados.
- Incluye sistemas de seguro que fijan la posición del collar seleccionado.
- Guías de ajustes simétricos para correcta alineación.
- Espacio abierto en el sector trasero para completo control del paciente (realización de palpaciones).
- Compatibles con rayos-X, resonancias magnéticas y tomografías computacionales

APLICACIONES

- | | |
|----------------|----------------|
| ■ Rescate | ■ Construcción |
| ■ Triturado | ■ Minería |
| ■ Industria | ■ Alimenticia |
| ■ Mantención | ■ Hospitalaria |
| ■ Aserrado | ■ Canteras |
| ■ Bomberos | ■ Automotriz |
| ■ Empacado | ■ Harineras |
| ■ Cementos | ■ Cruz Roja |
| ■ Agroquímicos | ■ Obra Civil |



GARANTÍA

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente al correo contacto@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

EMPAQUE

- Unidad Peso unidad: 0,2 Kg
- Caja master: 48 unidades
- Peso GW: 12Kg
- Medida caja master: 60*50*42 cm

APROBACIONES

- EN ISO 14971:2012,
- EN 1041:2008
- EN ISO 10993-1:2009/AC: 2010
- EN ISO 10993-5:2009,
- EN ISO 10993-10:2010 EN 980:2008
- FDA Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.

USO

1. Correcta inmovilización de la cabeza y de corresponder o no haber contra-indicaciones, posicionamiento neutral y alineado de la misma
2. Medición del espacio existente entre el músculo trapecio y la apófisis mastoides con los dedos de la mano.
3. Colocación adecuada del collar.
4. Re-ajuste y re-aseguramiento del velcro.



CONTÁCTANOS:

953 053 635 / 954 789 655

www.acuatro.com.pe